



کاتالوگ اختصاصی شرکت تجهیزات پزشکی و زیبایی ویسپار



visparmed
vispar.ir
0992 189 8005
0930 115 9491

Revite® PLLA (Poly-L-Lactic Acid)

Biostimulator Collagen Regeneration Solution
Dual-Component System
150mg PLLA + 60 mg HA / 0.3% Lidocaine

پروتکل درمانی

آماده سازی:

بازسازی پودر لیوفیلیزه PLLA با فاز مایع، طبق دستورالعمل رسمی مصرف

عمق تزریق:

Deep Dermis • Subcutaneous • Supraperiosteal
انتخاب لایه تزریق متناسب با ناحیه آناتومیک و تکنیک مورد استفاده

دوره درمان:

۲ تا ۴ جلسه
با فاصله چند هفته بین جلسات

شروع مشاهده بهبود:

بهبود بالینی تدریجی معمولاً طی ۶ تا ۱۲ هفته پس از هر جلسه قابل مشاهده است



سوسپانسیون تزریقی زیستجذب پذیر و محرک کلاژن که با هدف بازسازی تدریجی حجم صورت، بهبود کانتور و ارتقای کیفیت پوست طراحی شده است این محصول با بهره گیری از PLLA، هیالورونیک اسید و لیدوکائین، رویکردی ترکیبی برای بازسازی تدریجی و طبیعی بافت ارائه می دهد

مزایا کلیدی



راحتی بیشتر حین تزریق
به علت وجود 0.3% Lidocaine



تحریک کلاژن سازی به کمک
Neocollagenesis



پتانسیل ماندگاری طولانی مدت اثرات



بازسازی طبیعی حجم از دست رفته
و ایجاد کانتور طبیعی



تزریق روان و کنترل شده به واسطه
فرمولاسیون ترکیبی و توزیع یکنواخت تر ذرات



کمک هیالورونیک اسید غیرکراس لینک
به آبرسانی اولیه بافت

مکانیسم و رویکرد عملکردی

پس از تزریق، میکروپارٹیکل های PLLA در بافت به عنوان یک داربست عمل کرده و با تحریک فعالیت فیبروبلاست ها، فرآیند کلاژن سازی را طی هفته ها تا ماه ها حمایت می کند. این فرآیند در کنار آبرسانی اولیه ناشی از HA، به بازسازی تدریجی حجم، بهبود قوام و ارتقای کیفیت پوست با ظاهری طبیعی کمک می کند

PLLA+HA → Fibroblast Activation → Neocollagenesis → Gradual Volume Restoration



بخش B

Non-Crosslinked HA + Lidocaine
HA: 60 mg — 5 mL
Lidocaine: 0.3%
آبرسانی بالا + کمک به راحتی حین تزریق



بخش A

Lyophilized PLLA Powder
Poly- L- Lactic Acid — 150 mg
محرک بازسازی و کلاژن سازی تدریجی

Revite® SUPER HYDRA

Deep Biorevitalization Solution
1 Syringe × 2.5 mL

ترکیبات

: 80mg Hyaluronic Acid
هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا
هیالورونیک اسید با وزن مولکولی پایین

: Amino Acids
L-Valine
L-Proline
L-Leucine
L-Lysine

: Peptides
Glycyl
L-Histidyl
L-Lysine



محلول تزریقی استریل و قابل جذب که با ترکیبی از هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا و پایین، اسیدهای آمینه و پپتیدها برای حمایت از ساختارهای عمقی پوست و بهبود وضعیت فیزیولوژیک بافت طراحی شده است

مزایای کلیدی



حمایت تغذیه‌ای از فیبروبلاست‌ها



حمایت از فرآیند بازسازی کلاژن در بافت همبند



کمک به بهبود هیدراتاسیون و بهبود تون و الاستیسیته پوست



حمایت از ساختارهای نگهدارنده صورت



لیفت صورت از طریق تقویت بافت همبند



کاهش ظاهر چین و چروک‌ها و نشانه‌های پیری پوست

مکانیسم و رویکرد عملکردی

این محصول با تأمین اسیدهای آمینه و انواع پپتیدهای مورد نیاز بافت در جهت حمایت از فعالیت فیبروبلاست‌ها و فرآیندهای مرتبط با تولید کلاژن طراحی شده است. این رویکرد در کنار ۸۰ میلی گرم هیالورونیک اسید، به آبرسانی و انسجام کیفیت ساختاری پوست کمک می‌کند

با افزایش سن و تحت تأثیر عواملی مانند تغذیه نامناسب، استعمال دخانیات، فعالیت بدنی شدید و مواجهه طولانی‌مدت با نور خورشید فعالیت فیبروبلاست‌ها کاهش می‌یابد

Hyaluronic Acid + Amino Acids + Peptides

Revite® Shine PDRN

Skin Regeneration & Hydration Solution

mL 2.2 × 1 Syringe

ترکیبات

: PDRN 11 mg
Poly Deoxy Ribo Nucleotide

: Hyaluronic Acid
44 mg

: Niacinamide
2.2 mg/ml



محلول تزریقی استریل و قابل جذب که با ترکیبی از PDRN، هیالورونیک اسید و نیاسینامید که با هدف بازسازی، آبرسانی و روشن کنندگی پوست طراحی شده که این فرمول با عملکرد مکمل سه ترکیب کلیدی، به افزایش رطوبت، شفافیت، خاصیت ارتجاعی و ایجاد ظاهری صافتر و درخشانتر در پوست کمک می‌کند.

مزایا کلیدی



بهبود ظاهر کلی پوست



حمایت از بازسازی پوست



آبرسانی و حفظ رطوبت



کمک به بهبود ظاهر خطوط ریز



بهبود خاصیت ارتجاعی پوست



افزایش شفافیت و درخشندگی

مکانیسم و رویکرد عملکردی

Niacinamide

با عملکردهای مرتبط با روشن کنندگی، آبرسانی و حمایت از عملکرد طبیعی پوست در حفظ رطوبت، به افزایش شفافیت و بهبود ظاهر کلی پوست کمک می‌کند.

Hyaluronic Acid

به‌عنوان یکی از اجزای طبیعی ماتریکس بین‌سلولی، نقش مهمی در حفظ رطوبت و انعطاف پذیری پوست دارد و به ایجاد پوستی لطیف‌تر، شاداب‌تر و با ظاهر صافتر کمک می‌کند.

PDRN

با اثرگذاری بر فرایندهای مرتبط با تشکیل و بازسازی بافت، حمایت از فعالیت سلولی و کمک به گردش خون در رگ‌های ریز بدن، در فرایند بازسازی و بهبود وضعیت پوست نقش دارد.

PDRN + Hyaluronic Acid + Niacinamide

Revite® GOLD PDRN

Advanced Multi-Level Skin Rejuvenation Solution
mL 2.5 × 1 Syringe

ترکیبات

: Hyaluronic Acid 87.5mg
High & Low Molecular Weight

: Amino Acids
Glycine
L-Proline
L-Leucine
L-Lysine HCL
L-Alanine
L-Valine
L-Arginine HCL

:Peptides
Acetyl Decapeptide -3
Oligopeptide -24
Acetyl Tetrapeptide -5

: PDRN
Poly Deoxy Ribo Nucleotide



اسکین بوستری پیشرفته با رویکرد جوان سازی و احیای چندسطحی پوست که با ترکیب PDRN ، هیالورونیک اسید (با دو وزن مولکولی) ، ۷ اسید آمینه و ۳ پپتاید فعال ، به طور همزمان ؛ جهت آبرسانی ، بازسازی بافت ، بهبود الاستیسیته و حمایت از فرآیندهای ترمیمی پوست کاربرد دارد

مزایا کلیدی



شادابی و جوان تر شدن ظاهر پوست



حمایت از تولید کلاژن و الاستین



آبرسانی عمقی و پایدار



بهبود خطوط ظریف



تقویت الاستیسیته و قوام پوست



احیای ماتریکس خارج سلولی

مکانیسم و رویکرد عملکردی

جوان سازی چند سطحی



تکنیک های تزریق

پروتکل پیشنهادی

دوره اولیه :
دو جلسه درمانی
روز اول ، هفته هشتم
جلسه نگهدارنده :
یک جلسه به فاصله هر شش ماه

Point-to-Point

۲۹G × ۱۲ mm : Needle
ناحیه : مalar و زیر مalar
الگو : ۶ نقطه × ۰.۲mL
چانه : ۱ نقطه × ۰.۱mL
عمق : سابدرمال / SMAS

Microbolus

۲۷G × ۱۲ mm : Needle
ناحیه : مalar و زیر مalar
عمق : درم عمقی
حجم پیشنهادی : ۱.۲۵mL در هر سمت
حجم هر بولوس : کمتر از ۰.۰۳ - ۰.۰۵

Revite® FILLERS (SHAPE & VOL)

تحقق زیبایی طبیعی با استانداردهای پیشرفته کره‌ای



خانواده فیلرهای هیالورونیک اسید BioPlus Co کره جنوبی که با بهره‌گیری از فناوری پیشرفته Cross-Linking برای دستیابی به فرم‌پذیری دقیق، ویسکوزیته بالا، پایداری مناسب و نتایج طبیعی توسعه یافته است

مزایا کلیدی



زیست‌سازگاری بالا
بر پایه هیالورونیک اسید



ظاهر طبیعی
اصلاح کانتور و خطوط صورت
بدون ایجاد جلوه مصنوعی



ویسکوزیته بالا
کنترل و شکل‌دهی مناسب ژل در بافت



فرم‌پذیری و پایداری مطلوب
متناسب با نیاز هر ناحیه



نتیجه قابل مشاهده
ایجاد تغییرات بلافاصله پس از تزریق

SHAPE

محصولی با ویسکوزیته بسیار بالا که برای ایجاد فرم دهی و ساختاردهی دقیق‌تر در نواحی منتخب صورت مانند : چانه گونه ، شقیقه و خط فک

مشخصات محصول :

هیالورونیک اسید: ۲۰mg/mL

ویسکوالاستیسیته: Very High

عمق کاربرد: پریوست و چربی عمقی

سرنگ: ۱ × ۱ ml

سوزن: ۲۷G

کانولا: ۲۳G/۲۲

کشور سازنده: BioPlus Co., Korea

VOLUME

محصولی با ویسکوزیته متوسط تا بالا و قابلیت استفاده در طیف گسترده‌ای از نواحی صورت ، از جمله نواحی با بافت سطحی‌تر مانند : لب ، چانه ، گونه ، شقیقه خطوط ریز صورت و خط لیختن

مشخصات محصول :

هیالورونیک اسید : ۲۰mg/mL

ویسکوزیته : Moderate / High

عمق کاربرد : پریوست ، چربی عمقی ، درم و چربی سطحی

سرنگ: ۱ × ۱ ml

سوزن: ۲۷G

کانولا: ۲۳G/۲۲

کشور سازنده: BioPlus Co., Korea