



ریوایت®

فیلرهای هیالورنیک اسید

فیلرهای منحصر به فرد ریوایت®

با بالاترین ماندگاری و ایمنی های تأیید شده

فلسفه اصلی برند ریوایت®، این است که مصرف کنندگان خود را تا جایی که می توانند به زیباترین و مطلوب ترین شرایط ممکن برساند.

ریشه فیلرهای ریوایت® به آزمایشگاه های کمپانی بایوپلاس® در کشور کره جنوبی برمی گردد. این فیلرها با استفاده از جدیدترین فناوری روز و بالاترین سطح دانش در مورد فیلرها، ساخته می شوند. استفاده از فناوری های به روز، موجب بهبود کارایی فیلر ریوایت® می شود و استفاده از آن را به یک تجربه مطلوب تر تبدیل می کند.

محلول به کار رفته برای تولید این فیلر، پس از حدود ۱۰ سال آزمایش جدی ساخته شده است. در حقیقت این محصول با تحقیق ها و جستجوهای بسیار مفصلی ساخته شده تا بهترین نتیجه را به دنبال داشته باشد.

آنچه در تولید فیلر ریوایت® برای سازندگان این فیلر بیشتر از هر چیز دیگری اهمیت داشته، طبیعی بودن نتایج آن است. آنها تلاش کردند محصولی بسازند تا پس از استفاده، به هیچ وجه ظاهری مصنوعی به وجود نیارد و اثر منفی از خود باقی نگذارد. به نظر می‌رسد این تجربه تا امروز کاملاً موفقیت آمیز بوده است.



The natural improvement to facial contours and wrinkle reductions.

فیلر ریوایت® ساخت کدام کشور است ؟

فیلرهای منحصر به فرد ریوایت® توسط **شرکت داروسازی بایوپلاس® کره جنوبی** ساخته شده‌اند. این شرکت در سال ۲۰۰۳ تاسیس شده و در زمینه تحقیق و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی، دارویی، پپتیدهای بیومیمتیک و فاکتورهای رشد و همچنین سایر محصولات مرتبط فعالیت دارد.

فیلر ریوایت®، فیلری از جنس هیالورونیک اسید است. به طور کلی بیشتر فیلرهای محبوب امروز، از این جنس ساخته می‌شوند زیرا هیالورونیک اسید یک ماده طبیعی در بدن است که باعث استحکام و شادابی پوست می‌شود لذا استفاده از این ماده در ساخت فیلرهای ریوایت®، ریسک حداقلی و نتایج حداکثری را رقم می‌زند.

در واقع هیالورونیک اسید با بدن سازگار است و خطر پس زدن تزریق توسط سیستم ایمنی بدن وجود ندارد. به دست آوردن ظاهری طبیعی، ظهور زود هنگام نتایج و ماندگاری نتیجه فیلر ریوایت®، از ویژگی‌های مهم این فیلر به شمار می‌روند.

انواع فیلرهای ریوایت®


Revite® SHAPE

غلظت هیالورنیک اسید: ۲۰ میلی گرم در هر میلی لیتر

نواحی مورد استفاده: پیشانی، خط اخم، شقیقه، بینی، گونه، خط خنده، لب و چانه




••••• BioPlus Co.



Revite® VOLUME

غلظت هیالورنیک اسید : ۲۰ میلی گرم در هر میلی لیتر
نواحی مورد استفاده : پیشانی، خط اخم، شقیقه، بینی، گونه، خط خنده، لب و چانه

••••• BioPlus Co.



Revite® soft

غلظت هیالورنیک اسید : ۲۰ میلی گرم در هر میلی لیتر
نواحی مورد استفاده : لب و خطوط ریز

••••• BioPlus Co.



Revite[®]

is a strong viscosity filler
which provide good plasticity
and duration.

www.revite.ir