

Revite®

VISPAR
تجهيزات پزشکی و زیبایی ویسپار



PDRN GOLD

Next Generation Deep Tissue Revitalizer 2.0

Revite® PDRN GOLD

مشخصات محصول

سایز سوزن: ۲۷G

بسته بندی: ۱ × ۲.۵ mL

مدت ماندگاری اثر / دوره نگهداری: ۶ ماه

ترکیبات:

۳.۵% هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا و پایین

۷ اسید آمینه:

Glycine/L-Proline/L-Leucine/L-LysineHCL/L-Alanine/L-Valine/L-Arginine HCL

۳ پپتید:

Acetyl Decapeptide ۳/Oligopeptide ۲۴/Acetyl Tetrapeptide ۵

و PDRN

اندیکاسیون / کاربرد:

PDRN Gold یک اسکین بوستر پیشرفته است که با هدف بهبود آبرسانی و الاستیسیته پوست و در عین حال تحریک تولید کلاژن طراحی شده است و در نهایت به ایجاد ظاهری جوان تر و درخشان تر کمک می کند.



Every Face
Dares to Shine!

Dual Molecular - Deep Hydration

آبرسانی عمقی با دو وزن مولکولی

۳.۵% هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا و پایین
هیالورونیک اسید با وزن مولکولی بالا
High Molecular Weight Hyaluronic Acid (۹۰۰-۱۰۰۰ kDa)

با ایجاد یک پیوند ژل مانند از هیالورونیک اسید، پروتئین و آب، ساختار پایه پوست را شکل داده و به طور مؤثر موجب حفظ رطوبت می شود.
هیالورونیک اسید با وزن مولکولی پایین
Low Molecular Weight Hyaluronic Acid (۲۳۰-۳۵۰ kDa)

به سرعت نفوذ کرده و با تأمین مجدد ماتریکس خارج سلولی و افزایش فعالیت فیبروبلاست ها، آبرسانی عمقی را فراهم می کند.


کمپلکس ۷ اسید آمینه

Glycine, L-Proline, L-Leucine, L-Lysine HCL, L-Alanine, L-Valine, L-Arginine HCL

عملکردها:

حمایت از ترمیم و بازسازی بافت
افزایش گردش خون
تقویت تولید کلاژن و الاستین
کاهش التهاب و استرس اکسیداتیو
بهبود آبرسانی و رطوبت پوست
چرا اسیدهای آمینه مؤثر هستند؟

اسیدهای آمینه، واحدهای سازنده اصلی پروتئین ها هستند.



Collagen Core Building Blocks
"GLY-PRO-HYP"
(Glycine, L-Proline, Hydroxyproline)

تقویت ساختار پایه پوست

Acetyl Decapeptide 3

به صافتر شدن خطوط ظریف و چین و چروک‌ها، به‌ویژه چین و چروک‌های ایجادشده در اثر حالات و حرکات صورت، کمک کرده و ظاهری جوان‌تر ایجاد می‌کند.

Oligopeptide 24

تولید کلاژن و الاستین را افزایش داده، سفتی و الاستیسیته پوست را بهبود می‌بخشد و به ترمیم بافت آسیب‌دیده پوست کمک می‌کند.

Acetyl Tetrapeptide 5

التهاب و پف‌کردگی را کاهش داده، ظاهر تیرگی زیر چشم را به حداقل می‌رساند و موجب تقویت ترمیم و جوان‌سازی پوست می‌شود.

Extra Golden Composition – PDRN

تقویت ترمیم و بازسازی سلولی


PDRN موجب بازسازی سلولی در هر دو لایه اپیدرم و درم می‌شود و به بازگرداندن الاستیسیته پوست، بهبود ترمیم بافت و حفظ سلامت کلی پوست کمک می‌کند.



جوان سازی چند سطحی پوست

Mechanism of Action (MOA):

Delivers Multi-level Skin Rejuvenation



آبرسانی سلولی

Cell Hydration

احیای ماتریکس خارج سلولی

Revitalize the extracellular matrix

تحریک بازسازی لیگامانها

Stimulates ligament regeneration

بازسازی ساختار پدهای چربی

Rebuilds fat pad structure

حفظ رطوبت

Moisture retention

تأمین مواد مغذی

Supplement nutrition

فعال سازی متابولیسم

Activate metabolism

بازسازی و ترمیم

Regeneration & Repair



پروتکل درمانی پیشنهادی

Recommended Treatment Protocol:

First Treatment Session:
2 treatments recommended
۲ جلسه درمانی توصیه می شود.

DAY 1

WEEK 8



Maintenance Treatment Session:

1 treatments every 6 months

۱ جلسه درمانی هر ۶ ماه

PDRN GOLD Injection Techniques

تکنیک ۱

ابزار:

سوزن ۲۷G × ۱۲mm

تکنیک: Microbolus

میکروبولوس

ناحیه:

ناحیه مالار و زیرمالار

Malar & SubMalar Areas

حجم:

۱.۲۵ mL در هر سمت

و کمتر از ۰.۰۳-۰.۰۵ mL در هر بولوس

عمق تزریق:

درم عمقی / Deep Dermis

تکنیک ۲

ابزار:

سوزن ۲۹G × ۱۲mm

تکنیک: Point to Point

نقطه به نقطه

ناحیه:

ناحیه مالار و زیرمالار

Malar & SubMalar Areas

حجم:

۶ نقطه تزریق، هر کدام ۰.۲ mL

+

۱ نقطه در چانه با حجم ۰.۱ mL

عمق تزریق:

سابدرمال / SMAS



VISPAR
تجهيزات پزشکی و زیبایی ویسپار



BioPlus Co.,Ltd.
MADE IN KOREA